
# Det kommer an på størrelsen



### Formål:

Det er eksperimentets formål at se nærmere på begrebet diffusion. Vi skal finde ud af, hvilken betydning en celles størrelse har for diffusionen.

#### Teori:

Vi vil i dette forsøg undersøge diffusionshastigheden i tre (kunstige) celler lavet af såkaldt agar. Blokkene skal have en kendt størrelse, fx 1x1x1 cm, 2x2x2 cm og 3x3x3 cm.

Agarblokkene er farvet blå med en såkaldt pH-indikator, der skifter farve, når pH-værdien ændres. Ved at lægge blokkene ned i en sur opløsning kan vi ved farveskift se, hvordan den sure opløsning trænger ind i agaren. Transporten af den sure opløsning sker ved diffusion. Med andre ord kan vi holde øje med, hvor hurtigt diffusionen ind i agarblokkene forløber. Ved at skære dem midt over bagefter, kan vi se, om den sure væske er trængt helt ind i blokkenes indre, eller den kun er trængt ind i overfladen. Ved at opmåle hvor langt den sure væske er trængt ind, kan diffusionshastigheden beregnes.

Her ses et regneeksempel:

I en agarblok på 2x2x2 cm (8 cm³) er diffusionen nået 6 mm ind i cellen på 3 minutter. Det uberørte rumfang (som stadig er blåt) er på 0,8x0,8x0,8 cm, hvilket er 0,512 cm³.

Det gule rumfang, som er det, diffusionen har nået, bliver dermed: 8 - 0.512 = 7.488 cm<sup>3</sup>.

Den procentvise andel, som diffusionen har nået af det oprindelige rumfang, bliver derfor:  $(7,488 / 8) \times 100\% = 93,6 \%$ .

Den gule farve er trængt 0,6 cm ind (fra alle sider) på 3 minutter. Det svarer til en diffusionshastighed på 0,2 cm/min (0,6 / 3).

#### **Materialer:**

Agar farvet med BTB (25 g neutral agar pr. liter vand)

Kniv

Bægerglas


Eddike eller svag eddikesyreopløsning (sur opløsning)

Lineal

Ske

### Fremgangsmåde

Skær omhyggeligt tre kvadratiske blokke ud af agaren. De tre blokke skal have sider på hhv. 1 cm på hvert led, 2 cm på hvert led og 3 cm på hver led (andre størrelser er også ok – men husk at opmål og noter størrelsen i så fald). De tre "celler" lægges på en ske og sænkes ned i en svagt sur væske. Efter præcis 3 minutter tages de op igen og skæres midt over. Opmål og noter, hvor mange cm den gule farve er trængt ind i de tre blå "celler" (agarblokke).





## RESULTATER

Rumfang (start)	Tværsnit af terning	Diffusions- længde (cm)	Blåt rumfang	Gult rumfang	Diffusion (%)	Overflade (start) = 0	O/R
3 x 3 x 3 = 27 cm <sup>3</sup>							
2 x 2 x 2 = 8 cm <sup>3</sup>							
1 x 1 x 1 =1 cm <sup>3</sup>							

Agarblok	Diffusionshastighed (cm/min)
3 x 3 x 3	
2 x 2 x 2	
1 x 1 x 1	

Fai	llei	lder
		ıucı

#### **Diskussion**

- 1. Hvordan er sammenhængen mellem cellestørrelse og diffusionshastighed?
- 2. Hvorledes er sammenhængen mellem cellestørrelse og den procentdel af cellen, som diffusionen når på 3 minutter?
- 3. Indtegn i et koordinatsystem cellernes sidelængder på x-aksen og den procentvise dækning på y-aksen.
  - Hvor mange procent dækket ville en celle på 4x4x4 have været efter de tre minutter?
- 4. Hvis du på baggrund af dette simple forsøg skal udtale dig om cellestørrelsens betyd ning i forhold til hvor effektiv diffusionen er, hvad vil du så konkludere?
- 5. Hvordan løser fx menneskekroppen diffusionsproblemet? Vi skal jo have ilt ind til celler, der er helt inde midt i kroppen – langt fra atmosfærens ilt?
- 6. Hvorfor har små dyr generelt sværere ved at klare sig i kolde og varme omgivelser end store dyr har?



